



ESCOBILLADO ANAL - TEST DE GRAHAM

E – 07.01

Fecha Última
Revisión:
27/03/20

- Durante 3 días consecutivos, al despertar, pasar una gasa cada día alrededor del ano, y colocarlas dentro del envase que contiene formol. Las gasas no deben estar con materia fecal, por lo tanto si defecó en la noche, pasar la toma de muestra para el día siguiente.
- Las gasas y el envase con formol serán provistos por el laboratorio.
- Al finalizar los 3 días, remitir al laboratorio.