



## **IGA SECRETORIA (MUESTRA DE SALIVA)**

**E – 07.01**

Fecha Última  
Revisión:  
27/03/20

- Es conveniente que la muestra sea la primera de la mañana.
- Debe higienizarse correctamente la boca con cepillado de dientes y buches con agua.
- Luego deberá salivar en el recipiente provisto por el laboratorio. La cantidad mínima necesaria es hasta cubrir bien el fondo del envase.
- En los niños que no salivan se puede realizar la recolección de la saliva con pipetas estériles (pedir en el laboratorio) succionando desde la boca limpia.
- Remitir al laboratorio o de lo contrario guardar en la heladera hasta su envío.